

BOLETIM TÉCNICO



DINOCLEAN NEUTRALIAZDOR PÓS LAVAGEM

1. FINALIDADE

O Neutralizador Pós Lavagem é um produto redutor de resíduo alcalino e de cloro que funciona diminuindo o pH da lavagem e eliminando o residual de cloro, reduzindo os enxágues finais e deixando as roupas macias sem causar irritação na pele. É indicado para lavanderias comerciais, industriais, hoteleiras, moteleiras, hospitalares, clubes, frigoríficos, laticínios e indústrias de alimentos.

2. INSTRUÇÕES DE USO

Usar de 1,0 a 3,0 mL por kg de roupas seca, na neutralização de soluções cloradas ou alcalinas em processo de lavagem.

Tempo de operação: 03 a 05 minutos.

Temperatura: Fria.

3. RECOMENDAÇÕES

Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.

4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Metabissulfito de Sódio, Neutralizante e Veículo.

Princípio Ativo: Metabissulfito de Sódio.

5. PROPRIEDADES QUÍMICAS

Aspecto Físico: Líquido.

Cor: Incolor

Odor: Característico

Densidade: 0,90 a 1,20 g/cm³ a 20°C

6. PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Médico levando o rótulo ou a FISPQ do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

7. EMBALAGEM COMERCIALIZADA

Bombona 20 e 50L

Tambor 200 L

8. INFORMAÇÕES ANVISA

Notificação ANVISA: 25351.121318/2022-98